



Neue
Funktionen
für OrCam
MyEye

OrCam MyEye: ein Meilenstein zur Inklusion für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Die OrCam ist eine winzige Kamera, die an Ihrer Brillenfassung montiert wird. Die Kamera erfasst den Bereich Ihrer Blickrichtung und eine Sprachausgabe „flüstert“ Ihnen die Informationen diskret in Ihr Ohr.

OrCam ist speziell für hochgradig sehbehinderte (mit Erkrankungen wie Makula Degeneration oder Retinitis Pigmentosa) wie auch für blinde Menschen entwickelt worden, um den Alltag zu erleichtern, die Selbstständigkeit zu erhöhen und die Lebensqualität zu steigern.

- Texte in Zeitungen, auf Verpackungen sowie Schilder und Plakate vorlesen
- leichte, diskrete Kamera
- einfache Bedienung
- Akkulaufzeit: 24 Stunden im Standby und mind. 4 Stunden im Dauerbetrieb
- Gesichtserkennung
- Produkterkennung
- Farb- und Geldscheinerkennung
- Barcode-Leser

Einfache Bedienung

Zeigen Sie einfach mit Ihrem Finger auf die Stelle die OrCam erkennen soll und OrCam weiß automatisch ob Sie eine Textstelle vorgelesen haben wollen, oder ob Sie ein Produkt suchen, oder einen Geldschein erkennen möchten.

Texte vorlesen

OrCam kann jeden gedruckten Text in Echtzeit vorlesen. Sie können somit Zeitungen, Bücher, Briefe, Plakate, und Speisekarten, Schilder, Etiketten von Produkten, wie auch Text auf Anzeigen und Displays lesen. Wenn Sie auf einen Artikel oder Absatz mit dem Finger zeigen erkennt OrCam die Textstelle und liest diese vom Beginn vor.

Erkennen von Personen

Die OrCam erkennt bekannte Gesichter automatisch sobald die Personen im Blickfeld der Kamera sind. Speichern Sie einmalig die Gesichter Ihrer Familie und Freunde in der OrCam und vermeiden Sie dadurch peinliche Situationen im Alltag.

Erkennen von persönlichen Gegenständen

Sie können OrCam personalisieren indem Sie einmalig Ihre persönlichen Gegenstände mit OrCam trainieren. Danach können Sie Produkte rasch finden oder Ihre Kreditkarten oder Bankomatkarten unterscheiden wie auch Geldscheine erkennen lassen.

Die OrCam MyEye wird von unseren zertifizierten OrCam-Trainern an Sie geliefert und Sie bekommen eine umfassende Einschulung über die Handhabung des Gerätes.



OrCam MyEye erkennt Personen innerhalb von 3 m und teilt den zuvor gespeicherten Namen mit.

Technische Daten

Bedienung:

- Intuitiv über Fingergesten oder über drei Bedientasten auf der Bedieneinheit

Kamera und Audio:

- Kamera mit 12 Megapixel mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
- Nah- und Fernerkennung
- links und rechts montierbar

Strom und Akkuversorgung:

- Akku (3700 mAh)
- Akkulaufzeit 24 h im Standby / mind. 4 h im Dauerbetrieb

Maße und Gewicht:

- Basiseinheit: 13,0 × 5,34 × 2,2 cm
- Kopfeinheit: 8,0 cm
- Insgesamt: 194 g

Anschlüsse:

- Lade- und Mikro-USB-Anschluss

VIDEBIS GmbH

Zentrale Wien 1210, Floridsdorfer Hauptstr. 28
Filiale Wien 1150, Storchengasse 1
Filiale Linz 4020, Melicharstr. 9
Filiale Graz 8051, Augasse 132 E3
Filiale Innsbruck 6020, Amraserstraße 87 1. OG

Tel.: 01 / 27 88 333
office@videbis.at
www.videbis.at